

Link do produktu: <https://redmed.pl/koncentrator-tlenu-philips-respironics-simplygo-p-342.html>

Koncentrator tlenu Philips Respironics SimplyGo

Cena	9 999,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	philips SimplyGo
Producent	Philips Respironics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Koncentrator tlenu Philips Respironics SimplyGo

- następca koncentratora Philips Respironics EverGo
- kompaktowy koncentrator tlenu który wyznacza nowe standardy życia
- waga to niecałe 5kg
- torba oraz wózek w zestawie
- tryb stały przepływ tlenu (nawet do 2 LPM)
- tryb pulsacyjny
- tryb - nocny
- może być wykorzystywany jako koncentrator stacjonarny

Koncentrator SimplyGo oferuje podawanie tlenu w trybie ciągłym (do 2 LPM) oraz pulsacyjnym.

Tryb ciągły

W tym trybie, dostarczana jest ciągła porcja tlenu w ilości takiej jaką użytkownik ustalił w konfiguracji urządzenia. W momencie, gdy nazwa tego trybu pojawi się na ekranie, puść przycisk i poczekaj - ekran po kilku sekundach przejdzie do wyświetlania czasu pracy i urządzenie będzie pracowało w wybranym trybie.

Tryb pulsacyjny (przerwywany)

Kiedy SimplyGo jest ustawiony w tym trybie, urządzenie wykrywa wdech i dostarcza w tym czasie taką ilość tlenu, jaką użytkownik określił w parametrach.

Tryb snu (sleep mode)

To tryb podobny do trybu pulsacyjnego. SimplyGo wykrywa wdech i dostarcza w tym czasie ustaloną ilość tlenu. Tryb ten różni się od poprzedniego tym, że czułość mechanizmów wykrywających wdech jest większa, a tlen podawany jest przez urządzenie w łagodniejszy sposób, w celu zapewnienia komfortu. Dodatkowo jeśli urządzenie nie wykryje wdechu przez dłuższy czas, zacznie podawać tlen w sposób ciągły w ilości jaką użytkownik ostatnim razem zdefiniował dla trybu ciągłego.

Skład zestawu:

- zasilacz prądu zmiennego
- przewód zasilający prądem stałym
- zasilacz prądu stałego
- akumulatorową baterię litowo-jonową
- walizkę transportową
- torbę na akcesoria
- ruchomy wózek