

Link do produktu: <https://redmed.pl/kontrola-jakosci-testow-triage-bnp-do-beckman-coulter-p-1193.html>

Kontrola jakości testów Triage BNP do Beckman Coulter

Dostępność

Czekamy na dostawę

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Quidel

Opis produktu

Zestaw kontroli jakości testów Triage BNP firmy Quidel do analizatorów immunologicznych z serii Access firmy Beckman Coulter. Zestaw jest przeznaczony do monitorowania skuteczności testów Triage BNP firmy Quidel.

3 Poziomy rekombinowanego kompleksu ludzkiego BNP o poziomach odpowiednio ok. 80, 400 i 2200 pg/m (ng/l).

Zestaw zawiera 6 fiolek – po 2 fiołki 2,5 mL dla każdego poziomu.

Zastosowanie

Materiały do kontroli jakości naśladują cechy próbek pobieranych od pacjentów i są niezbędne do monitorowania działania testu Triage BNP firmy Quidel. Ponadto ich stosowanie jest istotnym elementem dobrej praktyki laboratoryjnej^{11,34-38}. Przy wykonywaniu testu Triage BNP firmy Quidel należy stosować materiały do kontroli jakości w celu potwierdzenia skuteczności procesu oznaczania. Jeśli analizator działa prawidłowo, oznaczane wartości powinny mieścić się w dopuszczalnym zakresie.