

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactat-photometer-plus-diaglobal-p-329.html>

Lactat Photometer Plus Diaglobal

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DP 110
Producent	dr.Lange
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Praca urządzenia Lactat Photometer plus DP 110 polega na badaniu trzech parametrów: kwasu mlekowego, glukozy oraz hemoglobiny.

Aktualnym producentem jest firma Diaglobal.

Badania przeprowadzane przy użyciu urządzenia Lactat Photometer Plus charakteryzują się niezwykłą dokładnością wyników, ze względu na zastosowanie metody fotometrii chemicznej. Lactat Photometer Plus wyróżnia się spośród innych urządzeń do pomiaru zakwaszenia możliwością dokonywania pomiarów u kilku osób równocześnie (do 20 osób).

Zalety produktu:

- hemoglobina mierzona razem z mleczanem - wynik pojawia się od razu na wyświetlaczu,
- możliwość pomiaru glukozy we krwi,
- po włączeniu urządzenie jest natychmiast gotowe do pracy - kalibracja nie jest wymagana.
- urządzenie ma zainstalowane wszystkie filtry - po wybraniu parametru, następuje pomiar.
- nowoczesna technologia diod - brak konieczności wymiany lampy
- urządzenie zapisuje wszystkie wartości pomiarowe,
- do pomiarów wystarczy mała kropla krwi.

Lactate Photometer Plus ze względu na niską masę, doskonale nadaje się jako urządzenie przenośne.

Transmisja danych i analizy mogą być wykonywane poprzez łatwe do zrozumienia oprogramowanie.

Oprogramowanie działa na systemach: Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows 10 (32 i 64 -bitowy)

Specyfikacja urządzenia:

- wymiary: 195x100x45 mm
- waga: 0,4 kg
- długość fali: 520 nm
- interfejs RS232C
- zasilanie sieciowe lub bateria 9V
- błąd pomiaru:

Walizka Diaglobal z akcesoriami

- Urządzenie Vario Photometer II DP 110
- zasilacz sieciowy
- Twarda walizka
- instrukcję obsługi
- Kuweta na próbki
- Micropipeta z wymiłą końcówką
- Bateria 9V
- Worek na odpady medyczne
- Długopis

-
- Marker
 - Notatnik
 - Para rękawiczek jednorazowych
 - Gaziki do dezynfekcji (Alkohol 70%)
 - Nakłuwacze jednorazowe
 - Suche gaziki
 - Plastry