

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactate-scout-plyn-kontrolny-lactate-10-p-615.html>

Lactate Scout+ - Płyn kontrolny Lactate 10

Cena	135,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	EKF Diagnostics

Opis produktu

Płyn kontrolny do analizatora kwasu mlekowego [Lactate Scout+](#). Z jego pomocą można dokonać weryfikacji urządzenia i pasków testowych w przypadku nieprawdopodobnych wyników pomiarów mogących być wynikiem na przykład zanieczyszczenia lub wilgoci.

Wartość docelowa: 10 mmol/L

Tolerancja: 8.9 - 11.1 mmol/L

W zestawie:

1 fiolka 2,5 ml Lactate 10