

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactate-scout-plyn-kontrolny-lactate-5-p-614.html>

Lactate Scout+ - Płyn kontrolny Lactate 5

Cena	135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	EKF Diagnostics

Opis produktu

Płyn kontrolny do analizatora kwasu mlekowego [Lactate Scout+](#). Z jego pomocą można dokonać weryfikacji urządzenia i pasków testowych w przypadku nieprawdopodobnych wyników pomiarów mogących być wynikiem na przykład zanieczyszczenia lub wilgoci.

Wartość docelowa: 5 mmol/L
Tolerancja: 4.5 - 5.6 mmol/L

W zestawie:
1 fiolka 2,5 ml Lactate 5