

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactate-scout-zestaw-plynow-kontrolnych-p-1284.html>

Lactate Scout+ - zestaw płynów kontrolnych

Cena	299,70 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	EKF Diagnostics

Opis produktu

Płyny kontrolne do analizatora kwasu mlekowego [Lactate Scout+](#). Z jego pomocą można dokonać weryfikacji urządzenia i pasków testowych w przypadku nieprawdopodobnych wyników pomiarów mogących być wynikiem na przykład zanieczyszczenia lub wilgoci.

Zakres badania dla płynu Lactate 2: 1,8 - 2,2 mmol/L

Wartość docelowa dla płynu Lactate 5: 5 mmol/L

Tolerancja dla płynu Lactate 5: 4,5 - 5,6 mmol/L

Wartość docelowa dla płynu Lactate 10: 10 mmol/L

Tolerancja dla płynu Lactate 10: 8,9 - 11,1 mmol/L

W zestawie:

- 1 fiolka 2,5 ml Lactate 2
- 1 fiolka 2,5 ml Lactate 5
- 1 fiolka 2,5 ml Lactate 10