

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactatedge-plyn-kontrolny-kwas-mlekowy-p-37.html>



LactatEDGE płyn kontrolny - kwas mlekowy

Cena	199,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	edge1
Producent	ApexBio Polska
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Płyn kontrolny dzięki któremu mamy pewność iż analizatora LactatEDGE wyświetla dokładne wyniki kwasu mlekowego.

Celem płynu kontrolnego jest sprawdzenie prawidłowości działania systemu LactatEDGE przy użyciu standardowego roztworu o znanym zakresie stężenia kwasu mlekowego (mleczanu). Badanie roztworem kontrolnym, które mieści się w dopuszczalnym zakresie wskazuje, że technika użytkownika jest właściwa, a zarówno urządzenie jak i pasek testowy funkcjonują prawidłowo.

Wykonaj test kontrolny w przypadku:

wątpliwości, czy miernik lub paski testowe nie działają poprawnie.

miernik został opuszczony, przechowywany w temperaturze poniżej -10 ° C lub powyżej 55 ° C, lub przechowywany w wilgotności powyżej 95%.

Jeśli butelka z paskiem testowym została otwarta lub została wystawiona na działanie temperatury poniżej 4 ° C lub powyżej 30 ° C i / lub jasnego światła lub wilgotności powyżej 85%.

Jeśli odczyty wydają się być nienormalnie wysokie lub niskie.

Odbiór osobisty możliwy tylko w oddziale w Chorzowie