

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactatedge-zestaw-8-op-paskow-testowych-kwas-mlekowy-badanie-mleczanow-l-pet-p-275.html>



LactatEDGE zestaw 8 op. Pasków testowych - Kwas mlekowy, badanie mleczanów, l-pet

Cena	1 350,00 zł
Cena poprzednia	1 398,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	APXS5638025 x8
Kod producenta	5638025 x8
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Zestaw 200 pasków testowych do pomiaru kwasu mlekowego dla przenośnego analizatora LactatEDGE.

Paski testowe do określania poziomu kwasu mlekowego w krwi pacjenta pobranej z palca. Pozwalają w bardzo dokładny sposób określić poziom zakwaszenia organizmu. Przydatne w leczeniu cukrzycy oraz w działaniach związanych z treningiem wysiłkowym.

Paski testowe i analizator LactatEDGE mogą być wykorzystane w treningu sportowym do określania stref intensywności wysiłku w oparciu o test stopniowany. Prosty i wygodny w obsłudze, jest idealnym narzędziem dla trenerów i lekarzy pracujących w klubach piłki nożnej, koszykówki, hokeja czy biegów.

Kontrola obciążeń treningowych, których miarą jest stężenie mleczanu we krwi umożliwia precyzyjne sterowanie treningiem i osiągnięcie odpowiedniej formy sportowej we właściwym czasie.

System LactatEDGE umożliwia sterowanie treningiem również entuzjastom sportu i przeniesienie doświadczeń zawodowców na grunt amatorski.

Ma też zastosowanie do wykonywania testów wysiłkowych zwierząt lub w jako element terapii cukrzycowej.

Próbka: 3µL krwi pełnej z opuszka palca lub płatka ucha

Czas badania: 30-45 sekund,

Zakres badania: 6~200 mg/dL (0.7~22.2 mmol/L)

Zawartość:

- 8 x Opakowanie 25 pasków LactatEDGE
- Procesor kalibrujący do każdego osobnego opakowania testów.

Każde opakowanie zawiera 25 pasków testowych do określenia poziomu stężenia kwasu mlekowego w krwi oraz jeden procesor kalibrujący urządzenie. Procesor przechowuje dane o dacie ważności oraz numerze partii. Należy używać wyłącznie procesory kalibrujące na których numery LOT są takie same jak na opakowaniu pasków.



Deklaracja zgodności: Urządzenie The EDGE spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").