

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactatedge-plyn-kontrolny-kwas-mlekowy-p-37.html>

LactatEDGE płyn kontrolny - kwas mlekowy

Cena	378,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	APX55800024
Kod producenta	S5800024
Kod EAN / GETIN	4713648766141
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Płyn kontrolny dzięki któremu mamy pewność iż analizatora LactatEDGE wyświetla dokładne wyniki kwasu mlekowego.

Celem płynu kontrolnego jest sprawdzenie prawidłowości działania systemu LactatEDGE przy użyciu standardowego roztworu o znanym zakresie stężenia kwasu mlekowego (mleczanu). Badanie roztworem kontrolnym, które mieści się w dopuszczalnym zakresie wskazuje, że technika użytkownika jest właściwa, a zarówno urządzenie jak i pasek testowy funkcjonują prawidłowo.

Wykonaj test kontrolny w przypadku:

wątpliwości, czy miernik lub paski testowe nie działają poprawnie.

miernik został opuszczony, przechowywany w temperaturze poniżej -10 ° C lub powyżej 55 ° C, lub przechowywany w wilgotności powyżej 95%.

Jeśli butelka z paskiem testowym została otwarta lub została wystawiona na działanie temperatury poniżej 4 ° C lub powyżej 30 ° C i / lub jasnego światła lub wilgotności powyżej 85%.

Jeśli odczyty wydają się być nienormalnie wysokie lub niskie.

Odbiór osobisty możliwy tylko w oddziale w Chorzowie