

Link do produktu: <https://redmed.pl/lactoferrin-test-kasetowy-laktoferyny-10-szt-p-494.html>

Lactoferrin - Test kasetowy laktoferyny - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL1200001
Kod producenta	1200001
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki chromatograficzny, nieinwazyjny, test immunologiczny do jakościowego wykrywania ludzkiej laktoferyny w ludzkich próbkach kału. Pomoc w diagnozie ewentualnego nieswoistego zapalenia jelit. Jest on stosowany u pacjentów z schorzeniem zapalnym (inwazyjne zakażenie bakteryjne, IBD) lub nie-zapalnym (wirusowe, toksyczne, itp.) w celu określenia choroby przewodu pokarmowego.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Laktoferyna jest glikoproteiną produkowaną przede wszystkim przez granulocyty obojętnochłonne. Istotną cechą tego białka jest jego oporność na działanie trawiące enzymów proteolitycznych, co pozwala na jego przejście przez przewód pokarmowy w postaci nie strawionej. Laktoferna posiada właściwości bakteriostatyczne, bakteriobójcze, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciw pasożytnicze. W przypadku aktywnego stanu zapalnego jelit leukocyty infiltrują śluzówkę. To prowadzi do podwyższenia poziomu laktoferyny w kale.

Wskazaniami do wykonania badania są:

- Nieswoiste choroby zapalne jelit,
- Ocena stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym,
- Zespół jelita nadwrażliwego,
- Diagnostyka różnicowa biegunek.

Wielkość opakowania:

- 10 pojedynczo zapakowanych kaset testowych
- 10 probówek z roztworem bufora ekstrakcyjnego
- 1 instrukcja obsługi

Próbka: kał

Membranę powleczono w regionie testowym T (linia wyników) przeciwciałami przeciwko ludzkiej laktoferynie.