

Link do produktu: <https://redmed.pl/ladowarka-do-transmitterow-medtronic-p-1415.html>

Ładowarka do Transmitterów Medtronic

Cena	399,00 zł
Producent	Medtronic

Opis produktu

Ładowarka do transmitterów Medtronic

Działa z trzema różnymi transmitterami:

- Transmitter MiniLink™ (MMT-7703WW) - kompatybilny z systemami: MiniMed® Veo™, MiniMed® 722, MiniMed® REAL-Time, Guardian® REAL-Time)
- Transmitter Guardian™ 2 Link (MMT-7738) - kompatybilny z pompą insulinową MiniMed® 640G),
- Transmitter Guardian Connect (MMT-7821NE) - kompatybilny z aplikacją mobilną Guardian Connect, umożliwiający odczyt danych przez telefon z systemem iOS, ustawianie alarmów i udostępnianie danych

Posiada dwie diody, które zapalają się i pulsują: zielona informuje o procesie ładowania i czerwona sygnalizująca ewentualne problemy w trakcie ładowania (np. słaba bateria w ładowarce).

Zasilana baterią alkaliczną 1,5V AAA LR03 (cienki paluszek). Nowa bateria alkaliczna starcza na 40 cykli ładowania.