

Link do produktu: <https://redmed.pl/lancety-coaguchek-softclix-21g-do-badania-inr-pt-50-sztuk-p-1034.html>

Lancety CoaguChek Softclix 21G do badania INR PT - 50 sztuk

Cena	32,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	ROCH03506509001
Kod producenta	03506509001
Kod EAN / GETIN	4015630005512
Producent	Roche
Producent	Roche Diagnostic GmbH
Podmiot Odpowiedzialny	Roche Professional Diagnostics

Opis produktu

Uwaga!!!

Produkt dostępny wyłącznie przy zakupie pasków CoaguChek. Do koszyka dodaj najpierw paski, a później lancety.

Jednorazowe, precyzyjne lancety do nakłuwacza. Zastosowana technologia umożliwia najmniej bolesne nakłucia. Precyzyjne prowadzenie ostrza w czasie nakłucia. Grubość ostrza 21G to idealna grubość do kontroli i badania wskaźnika INR PT. Nie należy używać lancet cieńszych niż 23G ponieważ uzyskiwany wynik będzie nieprawidłowy.

Lancety są dostosowane do narzędzia nakłuwającego ze zmienną głębokością nakłucia CoaguChek. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja głębokości aby uzyskać najlepszą próbkę przy jak najmniejszym bólu.



Nakłuwacz, oraz dedykowane do niego lancety, systemu CoaguChek jest idealnie dostosowany do wykonywania nakłucia opuszka palca dla wykonania badania krzepiwości krwi monitorem CoaguChek XS i CoaguChek INRange. Ostrze jest trochę



dłuższe od standardowych lancet, przez co umożliwiają wykonanie nakłucia lepszego do nanoszenia próbki krwi na pasek testowy do pomiaru INR i PT.

Nakłuwacz systemu CoaguChek został opracowany specjalnie do stosowania w samokontroli przez pacjenta. Nie jest on odpowiedni do zastosowania w szpitalach, albo do badań więcej niż jednej osoby, gdyż istnieje ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia.

Opakowanie: 50 sztuk

Głębokość nakłucia: Dostosowane do zmiennej głębokości nakłucia

Szerokość nakłucia: 21G – 0,8 mm