

Link do produktu: <https://redmed.pl/lancety-droplet-28g-200-sztuk-do-nakluwaczy-dla-diabetyka-bezbolesne-p-841.html>



Lancety Droplet 28G - 200 sztuk do nakłuwaczy, dla diabetyka, bezbolesne

Cena	27,00 zł
Cena poprzednia	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7257
Kod producenta	7257
Kod EAN / GETIN	5907996092949
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Opakowanie 200 sztuk jednorazowych lancet 28G pasujących do większości nakłuwaczy na rynku.

Zalety:

- Bardzo cienka igła 28G (0.36 mm) redukuje ból;
- Wysoka jakość - ostrze szlifowane w trzech płaszczyznach;
- Bezpieczny - sterylizowany promieniami Gamma;
- Uniwersalny kształt - mogą być używane z wieloma nakłuwaczami dostępnymi na rynku.

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi;
- poziom cholesterolu;
- badanie kwasu moczowego



Lancety są używane do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Lancet 28G nie zaleca się ich do badania krzepliwości krwi INR i do tego celu należy używać [nakłuwaczy 21G](#) lub nakłuwaczy 23G oraz lancet 23G.

Co oznacza wartość 28G

Wartość G - gauge oznacza grubość igły, im igła jest cieńsza tym nakłucie jest mniej bolesne. Jednakże niektóre badania krwi wymagają by użyty lancet miał określoną grubość. Badania do określania np. wskaźnika INR powinny być wykonywane nakłuwaczami lub lancetami o grubość 21G. Natomiast badania glukozy - "cukru" jeżeli producent pasków nie zaleca inaczej mogą być wykonywane za pomocą najcieńszych dostępnych lancet.

Porównanie Grubości w milimetrach z wartością G - gauge.

21G - 0,82mm

23G - 0,64mm

25G - 0,51mm

28G - 0,36mm

30G - 0,30mm

33G - 0,20mm

34G - 0,18mm

Lancety Droplet są kompatybilne z większością powszechnie używanych nakłuwaczy, m.in.:

Abbott:

- Easy Touch

Arkray:

- Multilancet S

Bayer:

- Microlet
- Microlet 2



- Glucolet

BD:

- Lancet device
- Optimus
- Lancer

Johnson & Johnson Lifescan:

- Penlet 2
- Penlet plus
- One Touch
- One Touch Ultrasoft
- Mini One Touch

Kendall:

- Monoject Monojector

Menarini:

- Glucoject plus 2
- Glucoject Dual

Owen Mumford:

- Autolet
- Autolet 2
- Autolet Mini
- Autolet lite
- Autolet Impression

Palco Labs:

- Auto Lancet

Roche:

- Soft Touch
- Autoclix

[W sprzedaży dostępny również świetny Nakłuwacz Droplet](#)

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski