

Link do produktu: <https://redmed.pl/lancety-droplet-30g-op100-szt-do-automatycznego-nakluczacza-osobistego-p-1612.html>



Lancety Droplet 30G - op.100 szt. - do automatycznego nakłuwacza osobistego

Cena	14,60 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7167
Kod producenta	7167
Kod EAN / GETIN	5907506237884
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Opakowanie 100 sztuk jednorazowych lancet do większości dostępnych nakłuwaczy automatycznych. Zastosowanie do uzyskania próbek do testów z krwi kapilarnej.

Zalety:

- Bardzo cienka igła 30G (0,3 mm);
- Wysoka jakość - ostrze szlifowane w trzech płaszczyznach;
- Bezpieczny - sterylizowany promieniami Gamma;
- Uniwersalny kształt - mogą być używane z wieloma nakłuwaczami dostępnymi na rynku.

Zastosowanie:

- badanie poziomu cukru we krwi;
- poziom cholesterolu;
- badanie kwasu moczowego

Lancety są używane do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Lancet 30G nie zaleca się ich do badania krzepliwości krwi INR i do tego celu należy używać [nakłuwaczy 21G](#) lub nakłuwaczy 23G oraz lancet 23G.

Co oznacza wartość 30G

Wartość G - gauge oznacza grubość igły, im igła jest cieńsza tym nakłucie jest mniej bolesne. Jednakże niektóre badania krwi wymagają by użyty lancet miał określoną grubość. Badania do określania np. wskaźnika INR powinny być wykonywane nakłuwaczami lub lancetami o grubość 21G. Natomiast badania glukozy - "cukru" jeżeli producent pasków nie zaleca inaczej mogą być wykonywane za pomocą najcieńszych dostępnych lancet.

Porównanie Grubości w milimetrach z wartością G - gauge.

21G - 0,82 mm
23G - 0,64 mm
25G - 0,51 mm
28G - 0,36 mm
30G - 0,30 mm



33G - 0,20 mm
34G - 0,18 mm

Lancety Droplet są kompatybilne z większością powszechnie używanych nakłuwaczy, m.in.:

Abbott:

- Easy Touch

Arkray:

- Multilancet S

Bayer:

- Microlet
- Microlet 2
- Glucolet

BD:

- Lancet device
- Optimus
- Lancer

Johnson & Johnson Lifescan:

- Penlet 2
- Penlet plus
- One Touch
- One Touch Ultrasoft
- Mini One Touch

Kendall:

- Monoject Monojector

Menarini:

- Glucoject plus 2
- Glucoject Dual

Owen Mumford:

- Autolet
- Autolet 2
- Autolet Mini
- Autolet lite
- Autolet Impression

Palco Labs:

- Auto Lancet

Roche:

- Soft Touch
- Autoclix

[W sprzedaży dostępny również świetny Nakłuwacz Droplet](#)

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski