

Link do produktu: <https://redmed.pl/lancety-droplet-comfort-max-33g-200-sztuk-do-nakluczacy-krew-kapilarna-p-842.html>



Lancety Droplet Comfort MAX 33G - 200 sztuk do nakłuwaczy, krew kapilarna

Cena	24,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7207
Kod producenta	7207
Kod EAN / GETIN	5901549097542
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Opakowanie 200 sztuk jednorazowych lancet do większości dostępnych nakłuwaczy automatycznych do pomiarów z krwi kapilarnej.

Zalety:

- Bardzo cienka igła 33G (0.2 mm);
- Wysoka jakość - ostrze szlifowane w trzech płaszczyznach;
- Bezpieczny - sterylizowany promieniami Gamma;
- Uniwersalny kształt - mogą być używane z wieloma nakłuwaczami dostępnymi na rynku.

Zastosowanie:

- badanie poziomu cukru we krwi;
- poziom cholesterolu;
- badanie kwasu moczowego

Lancety są używane do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Lancet 33G nie zaleca się ich do badania krzepliwości krwi INR i do tego celu należy używać [nakłuwaczy 21G](#) lub nakłuwaczy 23G oraz lancet 23G.

Co oznacza wartość 33G

Wartość G - gauge oznacza grubość igły, im igła jest cieńsza tym nakłucie jest mniej bolesne. Jednakże niektóre badania krwi wymagają by użyty lancet miał określoną grubość. Badania do określania np. wskaźnika INR powinny być wykonywane nakłuwaczami lub lancetami o grubość 21G. Natomiast badania glukozy - "cukru" jeżeli producent pasków nie zaleca inaczej mogą być wykonywane za pomocą najcieńszych dostępnych lancet.

Porównanie Grubości w milimetrach z wartością G - gauge.

21G - 0,82mm
23G - 0,64mm
25G - 0,51mm
28G - 0,36mm



30G - 0,30mm
33G - 0,20mm
34G - 0,18mm

Lancety Droplet są kompatybilne z większością powszechnie używanych nakłuwaczy, m.in.:

Abbott:

- Easy Touch

Arkray:

- Multilancet S

Bayer:

- Microlet
- Microlet 2
- Glucolet

BD:

- Lancet device
- Optimus
- Lancer

Johnson & Johnson Lifescan:

- Penlet 2
- Penlet plus
- One Touch
- One Touch Ultrasoft
- Mini One Touch

Kendall:

- Monoject Monojector

Menarini:

- Glucoject plus 2
- Glucoject Dual

Owen Mumford:

- Autolet
- Autolet 2
- Autolet Mini
- Autolet lite
- Autolet Impression

Palco Labs:

- Auto Lancet

Roche:

- Soft Touch
- Autoclix

[W sprzedaży dostępny również świetny Nakłuwacz Droplet](#)

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski