

Link do produktu: <https://redmed.pl/mankiet-omron-intelli-wrap-do-cisnieniomierzy-omron-m3-m6-m7-p-1303.html>



Mankiet Omron Intelli Wrap do ciśnieniomierzy Omron M3, M6, M7

Producent

Omron

Opis produktu

Usztywniony mankiet Omron Intelli Wrap HEM-FL3 przeznaczony do ciśnieniomierzy automatycznych marki Omron.

Dla obwodu ramienia w zakresie 22 – 42 cm.

Technologia Intelli Wrap minimalizuje możliwość nieprawidłowego założenia mankieta

Specjalny kształt mankieta ułatwia zakładanie mankieta oraz dopasowanie do każdego obwodu ramienia.

Stosowany oryginalnie w ciśnieniomierzach:

Omron M3 Comfort HEM-7134-E

Omron M6 Comfort HEM-7321-E (produkowane od 2014 roku)

Omron M7 Intelli IT HEM-7322T-E

Oryginalne opakowanie, posiada plastikową złączkę do ciśnieniomierza (złącze pasuje wyłącznie do wymienionych modeli , w starszych modelach HEM-7000-E, HEM-7211-E, HEM-7223-E należy przełożyć plastikowe złącze ze starego mankieta.