

Link do produktu: <https://redmed.pl/maseczka-chirurgiczna-typu-iir-10-sztop-pm25-przeciw-kurzowi-przeciw-bakteryjna-przeciw-wirusowa-przeciw-pylkowa-p-1683.html>



Maseczka chirurgiczna typu IIR 10 szt/op. PM2.5 przeciw kurzowi, przeciw bakteryjna, przeciw wirusowa, przeciw pyłkowa,

Cena	19,98 zł
Cena poprzednia	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	WNS10_PL
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Maseczki chirurgiczne typu IIR zamknięte w szczelnym opakowaniu. Maseczki jednorazowe, trójwarstwowe. Zgodne z normą **EN 14683:2019+ AC: 2019**, posiadają także certyfikat **TÜV** oraz **CE**. Produkt medyczny, klasa I, typ IIR. Produkt medyczny zarejestrowany w **URPL** numer rejestracji **ID: 4269 6071 3329**.

Właściwości:

- Kolor: niebieski
- Opakowanie: woreczek foliowy zawierający 10 sztuk maseczek
- Materiał: włóknina (3 warstwy)
- Skuteczność filtracji bakterii BFE: $\geq 98\%$

Niepyląca i hypoalergiczna włóknina.

Zabezpiecza przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową.

Chroni przed zanieczyszczeniami.

Z wkładką modelującą na nos - umożliwia swobodę ruchu twarzy podczas mówienia.

Gumki umożliwiające wygodne ułożenie na twarzy.

Bez lateksu.

Jednorazowego użytku.

Przeznaczone do użytku medycznego jak i prywatnego.