

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-extra-igla-21g-2-4mm-zielony-25-szt-p-153.html>

Nakłuwacze Medlance Plus Extra igła 21G 2,4mm, Zielony, 25 szt.

Cena	32,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7045_25
Kod producenta	7045_25
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® Plus Extra jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu czy wskaźnika INR. Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Nakłuwacz Medlance® Plus Extra - zielony

- igła 21G (0.8mm);
- głębokość nakłucia 2.4 mm;
- objętość próbki krwi – 20-70µl

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi;
- badanie krzepliwości;
- poziom cholesterolu;
- badanie gazometryczne.

Zawartość opakowania

- 25 szt. nakłuwaczy
- instrukcja obsługi

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® Plus Extra jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Nakłuwacze Medlance® Plus Extra przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Zalety nakłuwacza bezpiecznego Medlance® Plus

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.



PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski