

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-extra-igla-21g-24-mm-zielony-200-szt-p-21.html>

Nakłuwacze Medlance Plus Extra igła 21G, 2.4 mm, Zielony 200 szt.

Cena	69,98 zł
Cena poprzednia	78,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7045
Kod producenta	7045
Kod EAN / GETIN	5907506237129
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Parametry techniczne

- igła 21G (0,8mm)
- głębokość nakłucia 2,4 mm
- objętość próbki krwi – 20 - 70 µl

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi;
- badanie krzepliwości
- pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi
- badanie gazometryczne
- badania przesiewowe WZW i HIV.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Najważniejsze cechy nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.



Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski