

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-lite-igla-25g-1-5mm-fioletowe-25szt-p-536.html>

Nakłuwacze Medlance Plus Lite igła 25G; 1,5mm; Fioletowe 25szt.

Cena	32,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7043_25
Kod producenta	7043_25
Kod EAN / GETIN	5907506237105
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Medlance® plus Lite to sterylne nakłuwacze jednorazowego użytku. Stosuje się go do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej w różnego rodzaju testach diagnostycznych w szpitalach, laboratoriach i gabinetach lekarskich. Łatwy w obsłudze i bezpieczny nakłuwacz Medlance® plus Lite ma doskonałe prowadzenie igły, wykonanej z nierdzewnej stali, która podczas aktywacji przyjmuje właściwą pozycję do wykonania nakłucia.

Zastosowanie do pomiaru poziomu glukozy u dorosłych z normalną i delikatną skórą dłoni oraz u dzieci.

Cechy:

igła: 25G (0,5 mm)
Głębokość nakłucia: 1,5 mm

Jest to sprawdzony produkt wysokiej jakości od polskiego producenta.

Zawartość opakowania

- 25 szt. nakłuwaczy
- instrukcja obsługi

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski