

Link do produktu: <https://redmed.pl/medlance-plus-naklucz-jednorazowy-p-534.html>

Medlance Plus – nakłuwacz jednorazowy

Cena	78,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Medlance® plus to nakłuwacz jednorazowego użytku. Łatwy w obsłudze i bezpieczny jest używany w szpitalach, laboratoriach i gabinetach lekarskich do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej w różnego rodzaju testach diagnostycznych. Nakłuwacz Medlance® plus posiada ostrą, wykonaną z nierdzewnej stali igłę, która podczas aktywacji przyjmuje właściwą pozycję do wykonania nakłucia. Doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej.

Jest dostępny w 5 różnych rodzajach, zobacz poniżej.

200 nakłuwaczy w opakowaniu

Bezpieczeństwo

Igła sterylizowana promieniami Gamma. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukucie i zakażenie. Igła nakłuwacza pozostaje schowana przed i po użyciu, dodatkowo konstrukcja zabezpiecza przed ponowną aktywacją.

Łatwy w użyciu

Dzięki lekkiej i ergonomicznej konstrukcji użytkowanie nakłuwacza jest wygodne. Wystarczy Przyłożyć nakłuwacz Medlance® plus do miejsca nakłucia i przycisnąć.

Jasnozielony

Medlance® Plus SuperLite

ostrze: 30G (0.25 mm)
Głębokość nakłucia: 1.2 mm
Zastosowanie:

- Dla dzieci i dorosłych z bardzo delikatną skórą dłoni,
- pomiar glukozy we krwi przy pomocy nowoczesnych urządzeń.

Fioletowy

Medlance® Plus Lite

igła: 25G (0.5 mm)
Głębokość nakłucia: 1.5 mm
Zastosowanie:

- Dla dorosłych z normalną i delikatną skórą dłoni oraz dla dzieci,
- pomiar glukozy we krwi.

Niebieski

Medlance® Plus Universal



igła: 21G (0.8 mm)
głębokość nakłucia: 1.8 mm
Zastosowanie:

- Standardowe pobrania krwi kapilarnej u dorosłych,
- pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi,
- badanie krzepliwości krwi,
- badania gazometryczne.

Zielony

Medlance® Plus Extra

igła: 21G (0.8 mm)
głębokość nakłucia: 2.4 mm
Zastosowanie:

- Większe próbki krwi oraz dorośli z twardszą skórą dłoni (w szczególności pracownicy fizyczni),
- pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi,
- badanie krzepliwości krwi,
- badanie gazometryczne,
- badania przesiewowe HBO i HIV.

Żółty

Medlance® Plus Special

nożyk: szerokość ostrza 0.8 mm
głębokość nakłucia: 2.00 mm
Zastosowanie:

- Dorośli,
- badania wymagające większej próbki krwi.

Jest to sprawdzony produkt wysokiej jakości od polskiego producenta.

Zawartość opakowania:
200 szt. nakłuwaczy Medlance® plus
instrukcja obsługi

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj nakłuwaczy Medlance: Plus Universal - Niebieski , Plus Extra - Zielony , Plus Lite - Fioletowe