

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-special-nozyk-0-8-mm-2-0mm-zolty-200-szt-p-780.html>

Nakłuwacze Medlance Plus Special nożyk 0,8 mm; 2,0mm; Żółty 200 szt.

Cena	99,90 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7046
Kod producenta	7046
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Parametry techniczne:

- nożyk: szerokość ostrza 0,8 mm
- głębokość nakłucia: 2,0 mm

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi,
- badanie krzepliwości,
- poziom cholesterolu,
- badanie gazometrii i elektrolitów.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® Plus jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu. Nakłuwacze Medlance® Plus przeznaczone są do użytku zarówno laboratoryjnego, jak i osobistego. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Najważniejsze cechy nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.



Jest to sprawdzony produkt wysokiej jakości od polskiego producenta.

Zawartość opakowania

200 szt. nakłuwaczy Medlance® Plus Special
instrukcja obsługi

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski