

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-universal-igla-21g-18mm-niebieski-200-szt-htl-7044-p-300.html>



Nakłuwacze Medlance Plus Universal igła 21G; 1.8mm; Niebieski 200 szt. HTL 7044

Cena	69,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7044
Kod producenta	7044
Kod EAN / GETIN	5907506237112
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Parametry techniczne:

- igła 21G (0,8mm)
- głębokość nakłucia 1,8 mm

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi;
- pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi
- badanie gazometryczne
- badania przesiewowe HBS i HIV.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu. Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Najważniejsze cechy nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skałeczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.



Nakłuwacze Medlance® są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski