

Link do produktu: <https://redmed.pl/miaomiao1-nakladka-na-sensor-freestyle-libre-p-1472.html>

MiaoMiao1 nakładka na sensor Freestyle Libre

Cena	699,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Abbott

Opis produktu

Część systemu ciągłego monitorowanie glukozy, nakładka na sensor FreeStyle Libre do bezprzewodowego przesyłania wyników na urządzenia mobilne.

Płaski i lekki transponder sensora, przesyła co 5 minut pomiary na urządzenie mobilne, np. telefon. Doskonale nadaje się do ciągłej kontroli pomiarowej glikemii.

MiaoMiao1 uruchomi alarm przy najmniejszych oznakach zmiany w poziomie glukozy. Integracja aplikacji pozwala wielu członkom rodziny na logowanie i monitorowanie danych.

Wodoodporna - można używać pod prysznicem bez ryzyka uszkodzenia.

Wbudowany akumulator umożliwia pracę 24/7.

Do zestawu dołączony jest przewód USB do ładowania nakładki (częstotliwość ładowania ok. 2 razy na miesiąc).

Nakładkę można używać przyklejając ją do skóry przy użyciu dołączonych do zestawu przyklepców lub przytrzymywać za pomocą specjalnej opaski.

Wyłącznie na sensor Freestyle Libre 1 - nie współpracuje z Freestyle Libre 2.

Aplikacje z którymi współpracuje MiaoMiao:

- Tomato APP (Android, iOS)
- xDrip+ (Android)
- Spike (iOS)
- Glimp (Android)

Wymagania telefonu: Android 5.0 lub wyższy oraz bluetooth 4.0 lub wyższy lub iOS8.0+.



W zestawie

- 1 x MiaoMiao1
- 1 x Przewód do ładowania
- 60 x przylepców dwustronnych