

Link do produktu: <https://redmed.pl/miaomiao2-nakladka-na-sensor-freestyle-libre-p-1473.html>

MiaoMiao2 nakładka na sensor Freestyle Libre

Cena	829,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Abbott

Opis produktu

Wodoodporny transponder MiaoMiao2 na sensor FreeStyle Libre to przekaźnik zaprojektowany do zapewnienia ciągłego raportowania poziomu glukozy.

MiaoMiao2 to płaska i lekka nakładka sensora, przesyła co 5 minut pomiary na urządzenie mobilne, np. Smartfon lub smartwatch. Doskonale nadaje się do ciągłej kontroli pomiarowej glikemii.

MiaoMiao uruchomi alarm przy najmniejszych oznakach zmiany w poziomie glukozy. Integracja aplikacji pozwala wielu członkom rodziny na logowanie i monitorowanie danych.

Wodoodporna - można używać pod prysznicem bez ryzyka uszkodzenia.

MiaoMiao 2 ma wydajną wewnętrzną baterię umożliwia pracę 24/7. Naładowana bateria wystarcza na 2 tygodnie przy regularnym użytkowaniu.

MiaoMiao 2 można całkowicie naładować. Raz na 2 tygodnie za pomocą dostarczonego do zestawu przewodu USB do ładowania.

Nakładkę można używać przyklejając ją do skóry przy użyciu dołączonych do zestawu przylepców lub przytrzymać za pomocą specjalnej opaski.

Działa z sensorami Freestyle Libre 1 i Freestyle Libre 2.

- wymiary: 38 mm x 30 mm x 7.5 mm
- waga: 6g

Aplikacje z którymi współpracuje MiaoMiao2:

- Tomato APP (Android, iOS)



-
- xDrip+ (Android)
 - Spike (iOS)
 - Glimp (Android)

Wymagania telefonu: Android 5.0 lub wyższy oraz bluetooth 4.0 lub wyższy lub iOS8.0+.

W zestawie

- 1 x MiaoMiao2
- 1 x Przewód do ładowania
- 80 x przylepców dwustronnych
- 1 x Opaska do MiaoMiao2