

Link do produktu: <https://redmed.pl/microlife-a1-basic-automatyczny-cisnieniomierz-naramienny-p-1224.html>



Microlife A1 Basic - automatyczny ciśnieniomierz naramienny

Opis produktu

Ciśnieniomierz automatyczny Microlife A1 Basic z rękawem naramiennym jest niezawodnym i prostym w obsłudze urządzeniem do kontroli ciśnienia krwi w domu oraz gabinetach zabiegowych. Ciśnieniomierz został opracowany we współpracy z personelem medycznym. W trakcie testów klinicznych udowodniły, że jego dokładność pomiaru spełnia wysokie standardy.

Ciśnieniomierz jest wyposażony w mankiet stożkowy M - L (22 - 42 cm)

Zalety Microlife A1 Basic:

- Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- System PAD - wykrywanie arytmii
- Pamięć ostatnich 30 pomiarów
- System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie
- Niewielkie wymiary - idealny w podróż
- Wskaźnik poprawności założenia mankieta
- Wskaźnik ruchu ramienia
- Testowany klinicznie
- Duży czytelny wyświetlacz

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura robocza: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 319 g (z bateriami)
- Wymiary: 146 x 65 x 46 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi ; 40 - 200 uderzeń na minutę- tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

W zestawie:

- Ciśnieniomierz Microlife BP A1 Basic
- Mankiet stożkowy ML (22-42 cm)
- Etui
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi po polsku