

Link do produktu: <https://redmed.pl/microlife-nc-200-termometr-bezdotykowy-p-1211.html>



Microlife NC 200 termometr bezdotykowy

Opis produktu

Najnowszy model termometru bezdotykowego Microlife NC 200. Szybki i bezpieczny system pomiaru z kontrolą odległości.

Opis produktu:

Całkowicie bezdotykowy pomiar temperatury ciała

Pomiar w 3 sekundy

Automatyczny pomiar z kontrolą odległości

Dodatkowa zielona dioda w obudowie sygnalizuje właściwą odległość i ułatwia samodzielny pomiar

Bezkontaktowy pomiar temperatury otoczenia, np. wody do kąpieli, mleka w butelce, temperatury otoczenia

Sygnalizacja dźwiękowa z możliwością wyłączenia

Pomiar temperatury w nocy - podświetlany 2 kolorowy ekran LCD

Zapamiętuje 30 wyników pomiarów z datą i godziną

Alarm gorączki

Termometr Microlife NC 200 jest prosty w obsłudze

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

Energooszczędny - automatyczne wyłączenie

Podstawowe dane:

Zakres pomiaru temperatury: 0-100 st.C

Dokładność pomiaru w warunkach laboratoryjnych: +/- 0,2 st.C w zakresie 35,0-42,0 st. C

Pamięć: 30 pomiarów z datą i godziną