

Link do produktu: <https://redmed.pl/minimed-quick-serter-urzadzenie-wprowadzajace-wklucie-p-1418.html>



MiniMed Quick-serter - urządzenie wprowadzające wkłucie

Producent

Medtronic

Opis produktu

Nowe urządzenie wprowadzające MiniMed® Quick-Serter® ma funkcje sprawiające, że zakładanie wkłuc jest teraz jeszcze łatwiejsze, wygodniejsze i szybsze. Zostało zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami pacjentów.

Cechy charakterystyczne MiniMed® Quick-Serter®:

nowy przycisk zwalniający - można wygodnie odłączyć wkłucie od sertera,

średnica 5 cm - szersza powierzchnia przylegająca redukuje potencjalne przyklejenie się plastra,

większy i bardziej ergonomiczny uchwyt naciągający - wygodne trzymanie sertera w ręku i łatwa instalacja wkłucia do sertera,

wyżłobienie wokół przycisków bocznych - łatwa identyfikacja przycisku,

szczelina na dren - ułatwia uchwycić i usunąć plaster.