

Link do produktu: <https://redmed.pl/minutnik-laboratoryjny-p-1593.html>

Minutnik laboratoryjny

Cena	98,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	BR0943115
Kod EAN / GETIN	7330571240738

Opis produktu

Minutnik do Testów na koronawirusa do wykorzystania w laboratorium.

Elegancki minutnik laboratoryjny, który odlicza i mierzy czas do wykonania testu.

- Wyposażony w czytelny ekran dotykowy i mocowanie na magnes.
- Zasilany dwiema bateriami AAA (do kupienia osobno).
- Łatwy w dezynfekcji, ze względu na dotykowe przyciski.

Przeznaczony do odmierzania czasu, w celu odczytywania wyników z testów kasetowych.

- ekran dotykowy zegar,
- łatwa obsługa z trzech przełączników,
- maksymalny zakres czasowy do ustawienia do 99 minut i 59 sekund
- odliczanie i czasy pośrednie
- 2 małe okrągłe magnesy do mocowania na powierzchni metalu
- wyświetlacz LCD z podświetleniem

Materiał korpusu: Tworzywo Sztuczne

typ wyświetlacza: Cyfrowy

funkcje: Stoper, Minutnik,

typ ekranu: LED

waga: 0.103 kg

waga opakowania: 0.121 kg

Wymiary (Dł x Szer x Wys): 7.50x7.50x2.50 cm

Wielkość opakowania (Dł x Szer x Wys): 8.50x8.80x3.50 cm