

Link do produktu: <https://redmed.pl/mioglobina-test-kasetowy-myoglobin-5-szt-p-1555.html>

Mioglobina - Test kasetowy myoglobin - 5 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	292001N-05
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test jest immunochromatograficznym testem typu Lateral Flow do jakościowego oznaczania ludzkiej mioglobiny w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza. Test służy jako środek pomocniczy w diagnostyce zawału mięśnia sercowego.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki medyczne. Redukuje to ryzyko wystąpienia komplikacji oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Mioglobina jest złożonym białkiem globularnym, biorącym udział w magazynowaniu tlenu w mięśniach poprzecznie prążkowanych. W przypadku uszkodzenia mięśnia sercowego dostaje się ona do krwi, w związku z tym oznaczenie stężenia mioglobiny wykonuje się w podejrzeniu zawału serca. Wzrost stężenia mioglobiny następuje już po 2-4 godzinach od incydentu, a najwyższe stężenie występuje 8 godzin od napadu bólu, a podwyższone poziomy utrzymują się tylko przez 12-15 godzin.

Zestaw zawiera:

- 5 testów kasetowych z jednorazowymi pipetami
- Bufor
- Instrukcja obsługi