

Link do produktu: <https://redmed.pl/mlabs-plyny-kontrolne-do-troponin-i-wielopoziomowe-p-1753.html>

## mLabs płyny kontrolne do Troponin I wielopoziomowe

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Dostępność             | <b>Czekamy na dostawę</b>                   |
| Numer katalogowy       | <b>M101-091007</b>                          |
| Producent              | <b>.Micropoint Biotechnologies Co.,</b>     |
| Producent              | <b>Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.</b> |
| Podmiot Odpowiedzialny | <b>Obelis S.A.</b>                          |

### Opis produktu

Zewnętrzna kontrola jakości systemu mLabs®. Ta kontrola ma na celu spełnienie wymagań prawnych obowiązujących w placówce medycznej.

Płyny kontrolne dla testów mLabs® ST2.  
Wiele poziomów stężenia.

### System mLabs®

mLabs® to platforma diagnostyczna do szybkich testów immunologicznych, oparta na nowoczesnych technologiach mikro przepływowych i zaawansowanym wykrywaniu fluorescencji. Obejmuje nowoczesny wielofunkcyjny analizator i jednorazowe wkłady mikro przepływowe.

Umożliwia w kilku minutach zdiagnozować wiele chorób serca, w tym zakrzepicę żył głębokich, zatorowość płucną, udar mózgu, posocznicę, zawał serca, zastoinową niewydolność serca, dusznicę bolesną i określenie płodności kobiety.

Analizator mLabs® jest zaawansowanym urządzeniem wyposażonym w precyzyjny i niezawodny układ detekcji fluorescencyjnej, specjalnie zaprojektowanym do jednorazowych wkładów mikro przepływowych mLabs®. Wyniki z próbki krwi pełnej, osocza lub surowicy.

Analizator mLabs® wykorzystuje testy z opatentowaną technologią Mikroprzepływową immunofluorescencyjną, która dokładnie kontroluje warunki reakcji i czas pełnego wymieszania próbki oraz zapewnia większą precyzję i czułość uzyskanych wyników.

### Producent

Strona producenta [www.monitorINR.com](http://www.monitorINR.com)