

Link do produktu: <https://redmed.pl/multicare-in-analizator-glukozy-cholesterolu-trojglicerydow-p-1276.html>

MultiCare IN - analizator glukozy, cholesterolu, trójglicerydów

Cena

299,70 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

MultiCare IN jest ręcznym analizatorem krwi, który mierzy trójglicerydy, cholesterol i glukozę z próbki krwi włosniczkowej. Takie urządzenie będzie idealne dla osób starszych, ze względu na szeroki ekran. Pozwala na przeprowadzenie kilku testów jednocześnie, bez wychodzenia z domu.

Dzięki nowej technologii możliwe jest dokonanie pomiaru różnych parametrów za pomocą tego samego urządzenia. Razem z paskami do pomiaru poszczególnych wielkości dostarczane są również specjalne microchipy, mierzące odpowiednie parametry. Każdy microchip ma dostosowane do niego paski.

Aparat MultiCareIn umożliwia przeprowadzanie pomiarów:

- Glukoza
- Cholesterol
- Trójglicerydy

Dane techniczne MultiCare IN:

- zakres pomiaru glukozy: 10-600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l)
- zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 mg/dl (3,3-10,2 mmol/l)
- zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl (0,56-5,6 mmol/l)
- zasilanie: 2 baterie litowe 3V CR2032
- włącznik: automatyczny po włożeniu paska testowego
- wymiary: 97 x 20,5 x 49 mm
- waga: 65g (z baterią)
- wyświetlacz: LCD
- temperatura pracy: 10 - 40 st. C
- wilgotność pracy: 0 - 90 %
- możliwość ustawienia płci pacjenta
- możliwość ustawienia czasu badania (przed posiłkiem / po posiłku)
- możliwość wyliczenia średnich pomiarów w 7, 14, 21, 28 dni.
- możliwość ustawienia trzech alarmów na dobę przypominających o porze badania
- możliwość wyboru jednostki pomiarów: mg/dl i mmol/l
- 3 lata gwarancji