

Link do produktu: <https://redmed.pl/multisure-test-glukoza-50-paskow-p-51.html>

MultiSure test glukoza - 50 pasków

Cena	200,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	s5635105
Kod EAN / GETIN	4713648764130
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Jednorazowe testy paskowe do pomiaru Glukozy przeznaczone do Systemu MultiSure.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych do kontroli glukozy i procesor kalibrujący.

Systemu MultiSure umożliwia pomiar kwasu moczowego i glukozy jednym urządzeniem. Przenośny i łatwy w użyciu system monitorowania wykorzystujący nowoczesną technologię. Może być wykorzystywany zarówno przez pacjentów, jak i punkty opieki medycznej. Wynik otrzymujemy z jednej kropli krwi pobranej z palca pacjenta.

Parametry biosensorycznych pasków testowych do pomiaru glukozy MultiSure.

- Próbką krwi: 3 µL- pełnej krwi np. z palca lub żyły.
- Zakres testowy: 30~550 mg/dL. (1.7 ~ 30,56 mmol/L)
- Hematokryt: 30%-55%.
- Temperatura przechowywania: 4°C ~ 30°C

Deklaracja zgodności: Urządzenie MultiSure spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Prawidłowe zakresy pomiarowe:

- 70 - 105 mg/dl (3,9 - 5,8mmol/L)

UWAGA ! paski testowe działają wyłącznie z systemem MultiSure.