

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacz-1-8mm-do-badania-inr-z-palca-200-szt-super-nowosc-niecale-50gr-za-nakluwacz-p-820.html>



Nakłuwacz 1,8mm do badania INR z palca 200 szt. Super Nowość niecałe 50gr za nakłuwacz

Cena	99,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	INR_PT_Nakluwacz
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

POLECANA SUPER NOWOŚĆ

Najnowszy niebieski nakłuwacz do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w testach krzepliwości krwi INR, lub poziomu glukozy oraz cholesterolu.

igła 23G (0,65 mm);
głębokość nakłucia – 1.8 mm

**Nakłuwacz jest
Jednorazowy
Łatwy w użyciu
Praktyczny
Komfortowy**



Nakłuwacze może używać każdy, nadają się też do użytku laboratoryjnego, zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Szczególnie polecane do wykonania nakłucia dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

Konstrukcja zabezpiecza przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie.

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Sterylizowany promieniami Gamma.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski