

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacz-digitest-artsana-p-626.html>



# Nakłuwacz Digitest Artsana

Cena **36,50 zł**

Dostępność **Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70**

## Opis produktu

**W przypadku kiedy nie będzie na stanie oryginalnego produktu będzie wysyłany zamiennik - nakłuwacz Droplet®.**

Nakłuwacz do pobierania próbki krwi kapilarnej.

Nakłuwacz Digitest jest kompatybilny z większością używanych, ogólnodostępnych lancetów.

Parametry techniczne:

- Możliwość indywidualnego dopasowania głębokości penetracji (1 - do użytku pediatrycznego, 2/3 - do skóry o normalnej tkance, 4/4 - do grubej tkanki podskórnej)
- Nakłuwacz posiada mechanizm usuwający lancet po użyciu
- Mechanizm szybkiego wysuwania ostrza jest umieszczony w najwygodniejszym miejscu i pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie wewnętrznej sprężyny.

Zamienniki:

[Lancety Droplet 28G - do badania cukru.](#)

[Lancety Droplet 33G - super cienkie do badania glukozy.](#)

[Nakłuwacz Droplet do lancet.](#)

## Zamiennik do nakłuwaczy

[Kliknij aby zobaczyć zamienniki do nakłuwacza Digitest Artsana](#)