

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-acti-lance-lite-28g-1-5-mm-200-szt-p-1262.html>

Nakłuwacze Acti-Lance Lite 28G; 1,5 mm - 200 szt.

Cena	64,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7141
Kod producenta	7141
Kod EAN / GETIN	5901549097108
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Acti-Lance® Lite zapewnia niewielką próbkę krwi w badaniach monitorujących. Igła 28G (tylko 0,36 mm średnicy) gwarantuje nakłucie przy minimalnym bólu lub całkiem bez bólu, oraz bardzo szybkie gojenie.

Opakowanie 200 sztuk

Sterylnie bezpieczne lancety Acti-Lance to jednorazowe narzędzia medyczne przeznaczone do uzyskania próbek krwi kapilarnej z opuszka palca pacjenta. Mają zastosowanie w profesjonalnej opiece medycznej. Mogą być również stosowane na użytek własny pacjentów.

Lanceta Acti-Lance® Lite pomaga wyeliminować skutki uboczne pobieraniu krwi kapilarnej, np. kalus, siniaki lub ból po teście.

Acti-Lance® Lite jest idealny do monitorowania poziomu glukozy we krwi i jest szczególnie polecany dla wszystkich pacjentów z delikatną skórą, w tym dzieci. Doskonale nadaje się do stosowania z nowoczesnymi glukometrami, w których wymagana ilość krwi jest mniejsza.

Parametry Acti-Lance® Lite

- Igła
- Średnica 28G (0,36 mm)
- Głębokość nakłucia 1,5 mm



Najważniejsze funkcje lancet Acti-Lance:

- Intuicyjna aktywacja górnego przycisku - wklęsła konstrukcja dopasowana do kształtu kciuka, przycisk stale wciśnięty po użyciu (wskazuje aktywację do rozróżnia między używaną i nieużywaną lancetom).
- Łatwy w obsłudze - intuicyjna aktywacja, do użycia wymagana jest mała siła, nie wymaga ładowania lancetów, tylko 2-etapowa operacja.
- Korpus w kształcie litery V - wygodne wgłębienie na palce i stabilny chwyt w dłoni użytkownika.
- Zamknięty korpus - zapewnia, że igła pozostaje bezpiecznie wewnątrz urządzenia przed i po użyciu, co w pełni chroni zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
- Niezawodna sterylna zatyczka - całkowicie zakrywa igłę do zaledwie kilku sekund przed testem. Ergonomiczny kształt gwarantuje łatwe obracanie i pociągnięcie podczas przygotowywania do testu.
- Bezpieczny - brak możliwości ponownego użycia.

Stosowanie Acti-Lance

Przekręć i prosto wyciągnij zatyczkę ochronną.

Przyciśnij pewnie Acti-Lance do miejsca nakłucia i uruchom narzędzie przez naciśnięcie kolorowego przycisku na szczycie.

Delikatnie ściśnij okolice nakłucia aby uzyskać odpowiednią ilość próbki krwi.



Bezpieczne lancety Acti-Lance całkowicie eliminuje ryzyko przypadkowego zranienia potencjalnie zainfekowaną igłą i chroni personel medyczny przed patogenami przenoszonymi przez krew. Używanie zwykłych, niezabezpieczonych nakłuwaczy może być potencjalnie śmiertelne.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski