

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-acti-lance-universal-23g-1-8-mm-200-szt-polecane-dla-uzytkownikow-coaguchek-do-badania-inr-p-1265.html>



Nakłuwacze Acti-Lance Universal 23G; 1,8 mm - 200 szt. Polecane dla użytkowników coaguchek do badania INR

Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7142
Kod producenta	7142
Kod EAN / GETIN	5901549097115
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Bezpieczne lancety Acti-Lance® Universal są idealne do większości powszechnie używanych testów wykorzystujących krew kapilarną, np. glukozy, cholesterolu, hemoglobiny, klasyfikacji grup krwi, testów krzepliwości krwi, testów wirusologicznych i wielu innych.

Opakowanie 200 sztuk

Sterylnie bezpieczne lancety Acti-Lance® to jednorazowe narzędzia medyczne przeznaczone do uzyskania próbek krwi kapilarnej z opuszka palca pacjenta. Mają zastosowanie w profesjonalnej opiece medycznej. Mogą być również stosowane na użytek własny pacjentów.

Acti-Lance® Universal może być stosowany u wszystkich pacjentów z skórą standardowej grubości.

Dzięki bardzo szybkiemu nakłuciu (zaledwie 0,002 sekundy), linearnemu prowadzeniu igły i doskonale precyzyjnej geometrii igły, Acti-Lance® Universal minimalizuje ból, siniaki i narastanie kalusa pacjenta, a jednocześnie zapewnia, że do uzyskania odpowiedniej próbki krwi zawsze wystarcza tylko jedno nakłucie.



Parametry Acti-Lance® Universal

- Igła
- Średnica 23G
- Głębokość nakłucia 1,8 mm

Najważniejsze funkcje lancet Acti-Lance®

- Intuicyjna aktywacja górnego przycisku - wklęsła konstrukcja dopasowana do kształtu kciuka, przycisk stale wciśnięty po użyciu (wskazuje aktywację do rozróżnia między używaną i nieużywaną lancetom).
- Łatwy w obsłudze - intuicyjna aktywacja, do użycia wymagana jest mała siła, nie wymaga ładowania lancetów, tylko 2-etapowa operacja.

- Korpus w kształcie litery V - wygodne wgłębienie na palce i stabilny chwyt w dłoni użytkownika.
- Zamknięty korpus - zapewnia, że igła pozostaje bezpiecznie wewnątrz urządzenia przed i po użyciu, co w pełni chroni zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
- Niezawodna sterylna zatyczka - całkowicie zakrywa igłę do zaledwie kilku sekund przed testem. Ergonomiczny kształt gwarantuje łatwe obracanie i pociągnięcie podczas przygotowywania do testu.
- Bezpieczny - brak możliwości ponownego użycia.

Stosowanie Acti-Lance

Przekręć i prosto wyciągnij zatyczkę ochronną.

Przyciśnij pewnie Acti-Lance do miejsca nakłucia i uruchom narzędzie przez naciśnięcie kolorowego przycisku na szczycie. Delikatnie ściśnij okolice nakłucia aby uzyskać odpowiednią ilość próbki krwi.

Bezpieczne lancety Acti-Lance całkowicie eliminuje ryzyko przypadkowego zranienia potencjalnie zainfekowaną igłą i chroni personel medyczny przed patogenami przenoszonymi przez krew. Używanie zwykłych, niezabezpieczonych nakłuwaczy może być potencjalnie śmiertelne.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski