

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-haemolance-plus-low-flow-igla-25g-1-4-mm-200-szt-p-1270.html>

Nakłuwacze Haemolance Plus Low Flow Igła 25G 1,4 mm 200 szt.

Cena	64,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	HTL7361
Kod producenta	7361
Kod EAN / GETIN	5907506237365
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Jednorazowe sterylne bezpieczne lancety Haemolance® Plus Low Flow, przeznaczone do uzyskania próbek krwi kapilarnej z opuszka palca.

Igła 25G
Głębokość nakłucia 1,4 mm

Lancety Haemolance® Plus aktywowane przyciskiem są narzędziem medycznym przeznaczonym dla opieki zdrowotnej w gabinetach zabiegowych i gabinetach lekarskich.

Wygodna aktywacja przy użyciu okrągłego przycisku z zagłębieniem na palec.

Ergonomiczny okrągły kształt z dodatkowym karbowaniem umożliwiającym pewny antypoślizgowy chwyt.

Znaczniki wskazujące miejsce pobrania próbki w celu odpowiedniego umieszczenia w miejscu nakłucia.

Karbowana nasadka ochronna zapewnia sterylność igły i umożliwia mocne chwycenie w celu łatwego usunięcia przez odkręcenie.

Bezpieczne lancety Haemolance® Plus całkowicie eliminuje ryzyko przypadkowego zranienia potencjalnie zainfekowaną igłą i chroni personel medyczny przed patogenami przenoszonymi przez krew. Używanie zwykłych, niezabezpieczonych nakłuwaczy może być potencjalnie śmiertelne.

Użycie Haemolance® Plus

Przekręć i prosto wyciągnij zatyczkę ochronną.

Przyciśnij pewnie Haemolance® Plus do miejsca nakłucia i uruchom narzędzie przez naciśnięcie kolorowego przycisku na szczycie. Zawsze pozbywaj się zużytych nakłuwaczy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski