

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-haemolance-plus-max-flow-nozyk-1-5-mm-naklucie-1-6-mm-200-szt-p-1273.html>



Nakłuwanie Haemolance Plus Max Flow nożyk 1,5 mm; nakłucie 1,6 mm 200 szt.

Cena	99,90 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7364
Kod producenta	7364
Kod EAN / GETIN	5907506237396
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Jednorazowe sterylne bezpieczne lancety Haemolance® Plus Max Flow, przeznaczone do uzyskania próbek krwi kapilarnej z opuszka palca.

Nożyk 1,5 mm;
Głębokość nakłucia 1,6 mm



Lancety Haemolance® Plus aktywowane przyciskiem są narzędziem medycznym przeznaczonym dla opieki zdrowotnej w gabinetach zabiegowych i gabinetach lekarskich.

Wygodna aktywacja przy użyciu okrągłego przycisku z zagłębieniem na palec.

Ergonomiczny okrągły kształt z dodatkowym karbowaniem umożliwiającym pewny antypoślizgowy chwyt.

Znaczniki wskazujące miejsce pobrania próbki w celu odpowiedniego umieszczenia w miejscu nakłucia.

Karbowana nasadka ochronna zapewnia sterylność igły i umożliwia mocne chwycenie w celu łatwego usunięcia przez odkręcenie.

Bezpieczne lancety Haemolance® Plus całkowicie eliminuje ryzyko przypadkowego zranienia potencjalnie zainfekowaną igłą i chroni personel medyczny przed patogenami przenoszonymi przez krew. Używanie zwykłych, niezabezpieczonych nakłuwaczy może być potencjalnie śmiertelne.

Użycie Haemolance® Plus

Przekręć i prosto wyciągnij zatyczkę ochronną.

Przyciśnij pewnie Haemolance® Plus do miejsca nakłucia i uruchom narzędzie przez naciśnięcie kolorowego przycisku na szczycie. Zawsze pozbywaj się zużytych nakłuwaczy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski