

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-23g-18mm-do-badania-wskaznika-pt-inr-10szt-p-1797.html>

Nakłuwacze Medlance 23G 1.8mm do badania wskaźnika PT INR - 10szt

Cena	16,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7006-10
Kod producenta	7006-10
Kod EAN / GETIN	5907996091355
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Nakłuwacze jednorazowe Medlance® do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, zalecany przy wykonywaniu testów INR. Produkt zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

Zestaw 10 nakłuwaczy

- igła 23G (0,64 mm)
- głębokość nakłucia 1,8 mm
- Uzyskiwana próbka: 10-20 µl



Zastosowanie:

- Dzieci albo dorośli z delikatną skórą,
- badanie poziomu wskaźnika INR we krwi (ang. **I**nternational **N**ormalized **R**atio - międzynarodowy wskaźnik czasu protrombinowego)

Medlance® Nakłuwacz jednorazowy jest doskonale przygotowany do uzyskiwania próbek do badania INR

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skałeczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski