

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-blekitne-igla-21g-1-8-mm-200-szt-p-312.html>

Nakłuwacze Medlance Błękitne - igła 21G; 1,8 mm - 200 szt.

Cena	69,98 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7001
Kod producenta	7001
Kod EAN / GETIN	5907506237020
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Nakłuwacz jednorazowy do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, które są stosowane w różnego rodzaju testach diagnostycznych. Produkt medyczny Medlance najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

Medlance® Błękitne

- igła 21G (0,81mm)
- głębokość nakłucia 1,8 mm
- Uzyskiwana próbka: 10-20 µl

Zastosowanie:

- Dzieci albo dorośli z delikatną skórą,
- badanie poziomu cukru we krwi.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy.

Zalety nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.



#KupujŚwiadomie #ProduktPolski