

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-granatowe-igla-21g-2-4mm-200-szt-p-20.html>

Nakłuwacze Medlance Granatowe - igła 21G; 2,4mm - 200 szt.

Cena	69,98 zł
Numer katalogowy	HTL7002
Kod producenta	7002
Kod EAN / GETIN	5907506237037
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Opakowanie 200 jednorazowych nakłuwaczy medycznych. Proste i szybkie w obsłudze, oraz zapewnione bezpieczeństwo personelu.

Medlance granatowy

- igła 21G (0.8mm)
- głębokość nakłucia 2.4 mm
- objętość próbki krwi - 20-50 µl

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi
- badanie krzepliwości
- poziom cholesterolu
- badanie gazometryczne.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Zalety nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.



#KupujŚwiadomie #ProduktPolski