

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-niebieskie-igla-23g-1-8-mm-200-szt-do-delikatnej-skory-t-shape-htl-7006-p-1732.html>



Nakłuwacze Medlance Niebieskie - igła 23G; 1,8 mm - 200 szt do delikatnej skóry t-shape HTL 7006

Cena	79,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7006
Kod producenta	7006
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Nakłuwacz jednorazowy do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, które są stosowane w różnego rodzaju testach diagnostycznych. Medlance zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

Medlance® Niebieskie

- igła 23G (0,64 mm)
- głębokość nakłucia 1,8 mm
- Uzyskiwana próbka: 10-20 µl

Zastosowanie:

- Dzieci albo dorośli z delikatną skórą,
- badanie poziomu cukru we krwi.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy.

Zalety nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skażenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.



#KupujŚwiadomie #ProduktPolski