

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-extra-igla-21g-24-mm-zielony-200-szt-p-21.html>



# Nakłuwacze Medlance Plus Extra igła 21G, 2.4 mm, Zielony 200 szt.

Cena	<b>64,95 zł</b>
Cena poprzednia	<b>79,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>7045</b>
Kod EAN	<b>5907506237129</b>
Producent	<b>HTL Strefa</b>
Zadzwoń i zamów:	<b>+48322490070</b>

## Opis produktu

### Parametry techniczne

- igła 21G (0,8mm)
- głębokość nakłucia 2,4 mm
- objętość próbki krwi - 20 - 70 µl

### Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi;
- badanie krzepliwości
- pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi
- badanie gazometryczne
- badania przesiewowe WZW i HIV.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Najważniejsze cechy nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

#### JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

#### ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

#### PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

#### KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.

---

**#KupujŚwiadomie #ProduktPolski**