

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-superlite-igla-30g-1-2mm-jasnozielony-200szt-p-781.html>



Nakłuwacze Medlance Plus SuperLite igła 30G; 1,2mm; Jasnozielony 200szt.

Cena	78,30 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7241
Kod producenta	7241
Kod EAN / GETIN	5907506237730
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Medlance® Plus SuperLite to sterylne nakłuwacze jednorazowego użytku. Stosuje się go do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej w różnego rodzaju testach diagnostycznych w szpitalach, laboratoriach i gabinetach lekarskich. Łatwy w obsłudze i bezpieczny nakłuwacz Medlance® plus Lite ma doskonałe prowadzenie igły, wykonanej z nierdzewnej stali, która podczas aktywacji przyjmuje właściwą pozycję do wykonania nakłucia.

Cechy:

- igła: 30G (0,25 mm)
- Głębokość nakłucia: 1,2 mm

Zastosowanie

- Dla dzieci i dorosłych z bardzo delikatną skórą dłoni,
- pomiar glukozy we krwi przy pomocy nowoczesnych mierników.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance® są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.

Jest to sprawdzony produkt wysokiej jakości od polskiego producenta.



Zawartość opakowania
200 szt. nakłuwaczy
instrukcja obsługi

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski