

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-plus-universal-igla-21g-18mm-niebieski-25-szt-htl-7044-p-301.html>

Nakłuwacze Medlance Plus Universal igła 21G; 1.8mm; Niebieski, 25 szt. HTL 7044

Cena	32,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL7044_25
Kod producenta	7044_25
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Parametry techniczne:

- igła 21G (0,8mm)
- głębokość nakłucia 1,8 mm

Zastosowanie:

- dorośli
- badanie poziomu cukru we krwi
- pomiary poziomu cholesterolu we krwi
- badanie gazometryczne
- badania przesiewowe HBO i HIV.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu.

Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Najważniejsze cechy nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.

KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance® są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.



#KupujŚwiadomie #ProduktPolski