

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-medlance-pomarańczowe-nożyk-1-5-mm-1-5-mm-200-szt-p-804.html>

Nakłuwacze Medlance Pomarańczowe - nożyk 1,5 mm; 1,5 mm - 200 szt

Cena	99,90 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL7004
Kod producenta	7004
Kod EAN / GETIN	5907506237051
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Jednorazowe nakłuwacze które są proste i szybkie w obsłudze, oraz zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego.

Medlance® Pomarańczowy, nożyk

- nożyk szer. 1,5 mm
- głębokość nakłucia 1,50 mm
- objętość próbki krwi 70-100 µl

Zastosowanie:

- dla noworodków i dzieci z pięty,
- dorośli,
- badanie poziomu cukru we krwi,
- badanie krzepliwości,
- poziom cholesterolu,
- badanie gazometryczne,
- pomiar HBO i HIV.

Nakłuwacz jednorazowy Medlance® jest używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu oraz krzepliwości krwi oraz innych przesiewowych badaniach.

Nakłuwacze Medlance® przeznaczone są do użytku laboratoryjnego zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Zalety nakłuwacza bezpiecznego Medlance®

JEDNORAZOWY

Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma.

ŁATWY W UŻYCIU

- ukreć osłonkę ostrza (przekręcając o 360 stopni - pełen obrót);
- energicznie naciśnij kolorowy przycisk.

PRAKTYCZNY

Polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły. Zarówno igła, jak też moment nakłucia jest niezauważalny.



KOMFORTOWY

Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia minimalizują ból.

Nakłuwacze Medlance® są dostępne w pięciu wersjach produktowych, aby umożliwić wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju testach diagnostycznych, a także typach skóry.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski