

Link do produktu: <https://redmed.pl/nebulizator-inhalator-nebuchek-u22ne-plus-p-278.html>

Nebulizator Inhalator NebuChek U22NE Plus

Cena	1 299,00 zł
Numer katalogowy	NebuChek U22NEPlus
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Nebulizator z technologią Super Mesh - Wibrująca technologia Mesh wolna od niklu.
Akumulator z uniwersalnym wejściem do ładowania (bez zmian baterii co najmniej 5 lat).
Cicha praca podczas nebulizacji.
Zapobieganie zakażeniu poprzez gotowanie.

Technologia Super Mesh - zaawansowana technologicznie membrana o strukturze plastra miodu, z otworami, kratowymi, wykonane z stopu super metalu. Metal nie zawiera stopów niklu (Ni - free), co w przeciwieństwie do innych produktów jest ogromną zaletą. (Nikiel wchodzi w reakcję z tlenkami oraz lekami i jest przyczyną dodatkowych reakcji alergicznych u osób z grupy ryzyka.)

Cechy:

- Nebulizator ultradźwiękowy rozpylający lek wziewny bezpośrednio do płuc w postaci aerozolu.
- Ultradźwiękowa technologia Super Mesh uwalnia lek poprzez 5 µm otwory
- Małe rozmiary
- Cicha technologia Super Mesh
- Wygodny w użyciu i transporcie
- Nebulizacja możliwa nawet powyżej 75° nachylenia
- Długi czas działania/pracy na akumulatorze

Specyfikacja:

- Model: NebuChek U22
- Zasilanie i pobór mocy: Bateria litowo-jonowa 3,6 ~ 4,2V DC 1,3W
- Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość = 52mm x 53mm x 109mm
- Waga: nebulizator: 88g, maska: 50g
- Tempo nebulizacji: około 0,25ml/min
- Średnia wielkość cząstek: średnio 5 micrometrów
- Pojemność komory nebulizacyjnej: 6 ml
- Czas pracy po pełnym naładowaniu: 5,5 godziny
- Żywotność baterii: 500 cykli
- Częstotliwość ultradźwiękowa: około 108 KHz
- Warunki pracy: 10 ~ 40°C , wilgotność względna 30~85%
- Warunki ładowania baterii: 0~45°C
- Warunki przechowywania: -20~60° C
- Zawartość: Nebulizator, maska dla dorosłych (opcjonalnie), maska dla dzieci, ustnik, instrukcja, torba

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: Standard 1 rok , opcja 3 lata (+ 150,00 zł), opcja 4 lata (+ 250,00 zł), opcja 5 lat (+ 299,99 zł)