

Link do produktu: <https://redmed.pl/nebulizator-nebuchek-br-cn001-p-161.html>

Nebulizator NebuChek BR-CN001

Cena	75,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	NCH001 - nebulizatory
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Nebulizator z kompresorem model BR-CN001 został zaprojektowany z myślą o dzieciach, aby jak najbardziej zniwelować stres wywołany inhalacją dzięki zastosowaniu atrakcyjnej obudowy w kształcie małpki. BR-CN001 to urządzenie, które zostało zaprojektowane do łatwego dostarczania przepisanych przez lekarza leków bezpośrednio do oskrzeli i płuc, co optymalizuje i przyspiesza ich działanie. Dzięki prostocie obsługi idealny do zastosowań domowych. Produkt jest przeznaczony do skutecznego zwalczania astmy, alergii oraz innych schorzeń dróg oddechowych u dzieci. Przeznaczony do użytku domowego, niedrogi, bezpieczny i niezawodny.

Właściwości:

- Niewielki i lekki
- Łatwy do czyszczenia
- Wydajny kompresor zapewnia dobrą inhalację i niewielkie rozmiary cząsteczek leku
- Wyposażony jest w specjalny filtr powietrza, gwarantujący lepszą higienę. Łatwy do wymiany.
- Zintegrowany z obudową uchwyt do nebulizatora

Sposób działania:

Kompresor tłoczy powietrze do nebulizatora. Po przedostaniu się powietrza do nebulizatora, przepisany przez lekarza lek przekształca się w aerozol złożony z mikroskopijnych kropelek, które podczas wdechu łatwo przenikają do układu oddechowego.

Zawartość opakowania:

- kompresor
- nebulizator
- przewód powietrza
- filtry wymienne 5 sztuk,
- ustnik,
- maska dla dzieci
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Gwarancja:

- 1 rok - standard

Dodatkowe opcje

- Gwarancja 2 lata
- Gwarancja 3 lata
- Gwarancja 4 lata
- Gwarancja 5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Gwarancja: Standard 1 rok , opcja 2 lata (+ 50,00 zł), opcja 3 lata (+ 100,00 zł), opcja 4 lata (+ 150,00 zł), opcja 5 lat (+ 200,00 zł)