

Link do produktu: <https://redmed.pl/nebulizator-philips-sidestream-reusable-durable-p-1299.html>



Nebulizator Philips Sidestream Reusable Durable

Opis produktu

Nebulizator wielokrotnego użytku Sidestream Durable Philips Respironics ma wysoką wydajność i jest wykonany jest z materiałów odpornych na sterylizację. Może być używany nawet 12 miesięcy.

Komora nebulizacyjna (pojemnik na lek) Sidestream do inhalatorów tłokowych

Nebulizator o trwałości nawet do 12 miesięcy.

Wykonany z materiałów odpornych na sterylizację.

Doskonałe parametry.

Łatwy w użyciu.

Rozpylacz Diamond Jet

Specjalnie zaprojektowany rozpylacz Diamond Jet pozwala na efektywne wytwarzanie aerozolu. W rozpylaczu znajduje się 5 separujących kanalików. Jeden w środku i cztery wokół niego. Przez środkowy kanał przepływa powietrze, a w czterech pozostałych znajduje się płyn nebulizacyjny. Przepływające powietrze wytwarza podciśnienie porywające kropelki płynu tworzące aerozol leku do nebulizacji.

Parametry nebulizatora Sidestream Reusable Durable

- Krótki czas podawania leku -
- Mała objętość pozostałości po nebulizacji
- Ilość cząsteczek poniżej 5 mikronów: 80%
- Większość cząsteczek mgiełki nebulizacyjnej wchłania się w płucach

Stosowane fabrycznie w inhalatorach:

- Philips Respironics Innospire Elegance
- Philips Respironics Sami the Seal

Mogą być stosowane we wszystkich inhalatorach tłokowych w których stosowane są nebulizatory Sidestream.